

	PUSAT STUDI SATWA PRIMATA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nama Form	F. 02	
		Nama Dokumen	FL-02-2012	
	PROSEDUR BAKU		Edisi/Revisi	1/0
	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		Halaman	1 of 1

- Nekropsis*
- Pengambilan biopsi
- Foto makroskopis (pada perlakuan nekropsis atau biopsi)
- Preparat jaringan dengan pewarnaan Hematoxylin – Eosin
- Pewarnaan Khusus
 - Periodic Acid Schiff (PAS) untuk
 - Safranin O – pewarna kartilago
 - Verhoeff-Van Gieson (VVG) – pewarna elastic fibers
 - Gram – Bakteria gram negative dan gram positif
 - Masson Trichrome – pewarna otot, kalogen, keratin
 - Congo Red - pewarna amyloid
 - Gomori – pewarna sel beta pancreas
 - Lainnya:

**Tanpa permintaan khusus, fiksasi sampel jaringan menggunakan larutan 10% NBF*

- Pewarnaan Imunohistokimia**
 - Antibodi primer yang digunakan :
 - Disediakan oleh peneliti
 - Disediakan oleh Laboratorium

***Tanpa permintaan khusus, immunohistokimia yang dilakukan menggunakan metoda labeled streptavidin biotin (LSAB)*

- Evaluasi Histopatologi oleh Patologist*** pada:
 - Preparat jaringan dengan pewarnaan HE
 - Preparat jaringan dengan pewarnaan khusus:
 - Preparat jaringan dengan pewarnaan Immunohistokimia
- Foto mikroskopis***
- Histomorfometri***

****Kriteria dan pemilihan sampel untuk evaluasi sesuai dengan instruksi dari peneliti utama dan telah dikoordinasikan dengan patologist/teknisi yang ditugaskan*